

Balanzas para bebés KERN MBC · MBC-E

Balanza para bebés de forma elegante con aprobación de homologación y médica para el uso profesional móvil o fijo en el diagnóstico médico



**Nuestro distribuidor especializado**

---

APPROVED MEDICAL DEVICE



### Características

- Clase de homologación III (homologación opcional)
- Acreditación médica conforme a 93/42/CEE
- Gracias a su gran plato, que está ideal para lactantes por su ergonómico redondo óptimo, la balanza es muy popular en pediatría
- **2** Función especial para neonatologías: función diferencial para el cálculo del aumento de peso antes y después de la ingestión de alimentos
- ABS - materia plastica robusto. Higiénica y fácil de limpiar
- Gracias a los pies de goma, la balanza se queda fija de forma segura
- Función Hold (Programa de pesaje para animales): por pacientes inquietos tumbados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio. Así queda tiempo suficiente para dedicarlo a los pacientes y después leer el valor de pesaje con toda tranquilidad
- NUEVO: MBC-E, idéntico a MBC, pero sin adaptador de red, especialmente adecuado para uso móvil, por ejemplo, para parteras

- KERN MBC: Puede ser utilizada con pilas así como con adaptor de red; acumulador opcional
- KERN MBC-E: Puede ser utilizada con pilas, el funcionamiento con red y acumulador es opcional

### Datos técnicos

- Pantalla LCD retroiluminado, altura de dígitos 25 mm
- Dimensiones de bandeja A×P×A 600×280×55 mm
- Dimensiones totales A×P×A 600×400×110 mm
- Dimensiones totales con tallímetro (opcional) A×P×A 890×470×175 mm
- KERN MBC: Puede ser utilizada con pilas, 6×1,5 V AA, no incluidas, duración de servicio aprox. 20 h
- KERN MBC-E: Puede ser utilizada con pilas, 6×1,5 V AA
- Peso neto aprox. 5,5 kg

### Accesorios

- **1** Tallímetro para fijar en la balanza, campo de medición de 80 cm, división 1 mm, KERN MBC-A01
- **3** Tope pies/cabeza para la fijación al plato con superficie, para más seguridad al pesar niños pequeños. Alcance de suministro: 1 tope para la cabeza y otro para los pies en cada balanza, KERN MBC-A05
- **4** Bolsa de transporte para uso móvil, solo sin barra medidora montada, KERN MBC-A02
- Capota protectora de trabajo para poner encima del indicador, alcance de suministro: 5 unidades, KERN MBC-A06S05
- Uso con acumulador interno, duración de servicio sin retroiluminación aprox. 40 h, tiempo de carga aprox. 12 h, sólo en combinación con KERN MBC-A10, KERN MBC-A08
- Paños de limpieza, sin alcohol para desinfección rápida. Cumplen con los requisitos legales de seguridad laboral conforme a TRGS 525/540. Contenido del paquete 80 uds., tamaño 20×22 cm por paño, KERN MYC-01
- KERN MBC-E: Adaptador de red externo, 230 V/50 Hz, estándar EU, CH, KERN MBC-A10

ESTÁNDAR	OPCIÓN	FÁBRICA
MOVE MBC-E	BATT MBC	M +3 DAYS
MULTI 1 DAY	ACCU MULTI MBC-E	

\* En la UE, la homologación de las balanzas destinadas a usos médicos está estipulada por ley. Solicítela igualmente al realizar su pedido. Para esto necesitamos saber el lugar de instalación con el código postal.

Modelo	Campo de pesaje [Max] kg	Lectura [d] kg	Valor de homologación [e] kg	Obligatorio por la ley Homologación	
				M	KERN
MBC 15K2DM	6   15	0,002   0,005	0,002   0,005		965-128.
MBC 15K2DEM <sup>NEW</sup>	6   15	0,002   0,005	0,002   0,005		965-128.
MBC 20K10M	20	0,01	0,01		965-128.
MBC 20K10EM <sup>NEW</sup>	20	0,01	0,01		965-128.

<sup>NEW</sup> Nuevo modelo

### Pictograma

**Función Hold (retención):** en pacientes inquietos que estén de pie, sentados o tumbados se determina y "congela" un valor de pesaje estable mediante la creación de un valor medio.

**Alimentación por acumulador:**  
Preparada para funcionamiento con pilas. El tipo de batería se indica en cada aparato.

**Alimentación por acumulador:**  
Juego de acumulador recargable.

**Adaptador de red universal:**  
con entrada universal y adaptadores de conectores de entrada opcionales para A) UE, CH

**Homologación:**  
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición de la homologación en días hábiles.

**Envío de paquetes:**  
En el pictograma se indica la duración de la puesta a disposición interna del producto en días.