

MODELO ME-CABS01



CARACTERÍSTICAS

- Dimensiones: 85 x 52 x 95 cm.
- Fabricado en polímero de alta densidad.
- 4 columnas de acero.
- Paneles exteriores de ABS.
- 5 cajones para almacenamiento.
- 4 ruedas con freno.
- Una (1) bandeja para desfibrilador.
- Estante lateral deslizante.
- Cerradura centralizada.
- Borde recubierto con caucho macizo.
- Capacidad de carga hasta 100 kg.
- Cuatro ruedas de nylon con frenos.

Accesorios estándar:

- Soporte para contenedor de residuos
- Soporte para tanque de oxígeno.
- Tabla para CPR
- Contenedor amarillo para residuos cortopunzante
- Porta suero.

Origen: China.

WWW.MEDICAECUADOR.COM