



## INSTRUMENTO QUIRÚRGICO MONOPOLAR DESECHABLE



- El instrumento quirúrgico monopolar, con puerto de lavado, de un solo uso garantiza la esterilidad y asegura la activación electroquirúrgica.
- El eje de 330 mm totalmente aislado, proporciona una contención de corriente segura.
- Mango ligero y ergonómico.

Electrodo de coagulación	Código	Descripción	Dimensión	Cant. por paquete
	122-30220	Electrodo de coagulación de punta de bola	Φ5mm×330mm	50pcs/caja 9cajas/ctn
	122-30110	Electrodo de punta de gancho en J	Φ5mm×330mm	50pcs/caja 9cajas/ctn
	122-30440	Electrodo de coagulación de punta de espátula	Φ5mm×330mm	50pcs/caja 9cajas/ctn
	122-30330	Electrodo de coagulación de punta de aguja	Φ5mm×330mm	50pcs/caja 9cajas/ctn
	122-30660	Electrodo de punta de gancho en L	Φ5mm×330mm	50pcs/caja 9cajas/ctn
	999-020	Cable Monopolar de alta frecuencia, no estéril, descartable, Compatible con cualquier marca.	3000mm	30pcs/caja 15cajas/ctn

Reg. San. Ecuador: 5228-DME-0718

IMPORTADO  
POR

*medecu*

ELABORADO  
POR



A Mindray Company